

Ver 1.1 2011-05318-5010200-001

INSTRUCTIONS FOR USING EZ HEALTH® ORACLE® LANCING DEVICE

The EZ Health® Oracle® lancing device allows you to collect your capillary blood from fingertip and alternative sites easily and virtually pain free.

Lancet Holder

Cap

Adjustable Tip

Depth Indicator

Arrow

Ejector

Lock

Lock Indicator

Cocking Control

Release Button

A Clear Cap (For AST use only)

The EZ Health® Oracle® lancing device offers you 6 depths of skin penetration:

Shallow

Deep

The longer the length of the indicator line, the greater the depth of penetration.

WARNING

To reduce the chance of infection:

- ▶ Never share a lancet or the EZ Health® Oracle® lancing device.
- ▶ Always use a new, sterile lancet. Lancets are for single use only.
- ▶ Avoid getting hand lotion, oils, dirt or debris in or on the lancets and the EZ Health® Oracle® lancing device.
- ▶ The used lancet may potentially be biohazardous. Discard it according to your local regulations.

Setting up the EZ Health® Oracle® lancing device

1. Twist and pull off the cap of the EZ Health® Oracle® lancing device.

2. Insert a lancet into the lancet holder and push down firmly until it is fully secured.

3. Twist the protective disk off the lancet.

4. Replace the cap by aligning the arrow on the cap with the release button, and then push and turn the cap.

5. Select the depth of penetration by turning the adjustable tip in either direction so that the arrow on the cap points to the desired depth.

6. Pull the cocking control back until it clicks. You will see a color change inside the release button when it is ready.
▶ If it does not click the device may have been cocked when the lancet was inserted.

NOTE

Before collecting a drop of blood:

- ▶ Wash and dry your hands before you start.
- ▶ Select the puncture site either at the fingertip or another part of the body.
- ▶ Rub the puncture site for about 20 seconds before penetration.
- ▶ Clean the site using cotton swab moistened with 70% alcohol and let it air dry.
- ▶ For collecting blood samples from sites other than the fingertip, use the clear cap.

7. Lancing the finger
Press the EZ Health® Oracle® lancing device's tip firmly against the lower side of your fingertip. Press the release button to prick your finger. A click indicates that the puncture is complete.

8. Remove the device from the puncture site. After penetration, remove the first drop of blood with a clean cotton swab. Gently squeeze the punctured area to obtain another drop of blood. Be careful NOT to smear the blood sample. Apply the blood to the test strip.

9. To remove the lancet, pull the cap off. Place the protective disk on a hard surface, and push the exposed tip into the disk.

10. Slide the ejector forward to remove the used lancet. Dispose of the lancet according to your local regulations.

Alternative Site Testing (AST)

NOTE

This option is not available for all devices. Refer to the Intended Use in your meter's Owner's Manual if you can perform AST with your device.

Testing on sites other than the fingertip is referred to as alternative site testing (AST). Please read the **Alternative Site Testing** section in your Owner's Manual before you perform AST.

Substitute the EZ Health® Oracle® lancing device cap with the clear cap for alternative site testing. Pull the cocking control back until it clicks.

When lancing the forearm, upper arm, hand, thigh, or calf, avoid lancing the areas with obvious veins in order to prevent excess bleeding.

Cleaning

The lancet is disposable and is intended for single use only. The EZ Health® Oracle® lancing device is reusable.

To clean the EZ Health® Oracle® lancing device, use a mild soap and water to wipe clean the EZ Health® Oracle® lancing device. DO NOT rinse the device under water. Disinfect the cap by placing it in 70% alcohol for 10 minutes and then allow it to air dry. Do NOT place the device in a dishwasher or use detergents.

Symbol Information

Symbol	Referent
	Do not reuse
	Consult instructions before use
	Use by / Expiry date
	Batch code
	Manufacturer
	Caution, consult accompanying documents
	Do not use if package is damaged

Tremblay Harrison Inc.
1654 Dufferin St.
Toronto, ON, M6H 3M1
1-866-829-7926

GMH-LD5Version 1.1

Ver 1.1 2011-05318-5010200-001

Directives D'utilisation De L'autopiqueur EZ Health® Oracle®

L'autopiqueur EZ Health® Oracle® vous permet de facilement collecter votre sang capillaire sur le bout de votre doigt et sur d'autres zones, et ce, sans douleur.

le support à lancette

le couvercle

l'embout ajustable

les points du couvercle

la flèche

l'embout ajustable

le bouton de relâchement

l'indicateur de verrouillage

la commande de réglage

Un capuchon transparent (seulement pour l'usage AST)

The L'autopiqueur EZ Health® Oracle® Vous offrez 6 profondeurs de pénétration

Plat

Profonde

Plus la ligne indicatrice est longue, plus la pénétration sera profonde.

Avertissement !

Pour réduire les risques d'infection :

- ▶ Ne partagez jamais une lancette ou un autopiqueur EZ Health® Oracle®.
- ▶ Utilisez toujours une nouvelle lancette stérile. Les lancettes doivent être utilisées qu'une seule fois.
- ▶ Évitez de mettre de la lotion à main, des huiles, de la saleté ou des débris sur les lancettes ou l'autopiqueur EZ Health® Oracle®.
- ▶ La lancette utilisée peut être potentiellement dangereux. Jetez-la selon les règlements locaux.

Réglage de l'autopiqueur EZ Health® Oracle®

1. Tirez et torsadez sur le capuchon de l'autopiqueur EZ Health® Oracle®.

2. Insérez une lancette dans le port-lancette et appuyer fermement jusqu'à ce qu'elle soit entièrement garantie.

3. Torsadez le disque de protection sur la lancette.

4. Remplacez le capuchon comme indiqué par alignant la flèche située sur le capuchon à l'aide du bouton de relâchement, et alors poussez, puis tournez le capuchon.
▶ Tenir votre doigt sur la tronc, n'est PAS la capuchon

5. Sélectionnez la profondeur de la pénétration en tournant l'embout ajustable dans une direction de manière à ce que la flèche située sur les points du capuchon est située à la profondeur désirée.

6. Tirez sur la commande de réglage jusqu'à ce qu'il clic. Vous verrez un changement de couleur à l'intérieur du bouton de relâchement lorsqu'il sera prêt.
▶ S'il n'y a aucun clic, l'appareil peut avoir été réglé lorsque la lancette a été inséré.

Note !

Avant de collecter une goutte de sang :

- ▶ Lavez et séchez vos mains avant de commencer.
- ▶ Sélectionnez le site de ponction; sur le bout du doigt ou une autre partie du corps.
- ▶ Se frottez le site de ponction pendant environ 20 secondes avant d'effectuer la pénétration.
- ▶ Nettoyez le site en utilisant un coton-tige imbibé d'alcool à 70% et laissez sécher à l'air.
- ▶ Pour collecter des prélèvements sanguins à partir des sites autre que le bout du doigt, utilisez le capuchon transparent.

7. Piquer le doigt
Appuyez sur la EZ Health® Oracle® pointe du appareil autopiqueur pointe du appareil autopiqueur fermement contre la plus bas côté du bout de doigt. Appuyez sur le bouton de relâchement pour piquer le doigt. Un dé clic indique que la piqure est terminée.

8. Retirez l'appareil de la zone de ponction. Après la pénétration, retirez la première goutte du sang à l'aide d'un coton-tige propre. Pressez doucement la zone de ponction pour obtenir une autre goutte de sang. Prenez soin de ne PAS maculer le prélèvement sanguine. Appliquez le sang à la bande réactive.

9. Pour supprimer la lancette, enlever le capuchon. Placez le disque de protection sur une surface dure et poussez l'extrémité exposée dans le disque.

10. Glissez l'éjecteur vers l'avant pour retirer la lancette utilisée. Jetez la lancette selon les règlements locaux.

Alternative Site Testing (AST)

À Noter!

Cette option n'est pas disponible pour tous les appareils. Se référer à l'Usage Prévu dans le manuel du propriétaire de votre lecteur, si vous pouvez effectuer AST avec votre appareil.

Le test sur les zones autres que le bout du doigt fait référence à l'Alternative site testing (AST).

Veuillez lire la section **Alternative Site Testing** dans votre Guide du propriétaire avant d'effectuer l'AST.

Remplacez le capuchon de l'autopiqueur EZ Health® Oracle® par le capuchon transparent pour l'AST. Tirez la armement de contrôle jusqu'à ce qu'elle clique. Lorsque vous pique la paume, l'avant-bras, la main, la cuisse ou le mollet, évitez de piquer les zones contenant des veines évidentes afin d'empêcher une perte sanguine excessive.

Nettoyage

La lancette est jetable et est destinée pour une utilisation simple seulement.

L'autopiqueur EZ Health® Oracle® est réutilisable.

Pour nettoyer l'autopiqueur EZ Health® Oracle®, utilisez un savon doux et de l'eau tiède pour nettoyer l'autopiqueur EZ Health® Oracle®. NE RINCEZ PAS l'autopiqueur EZ Health® Oracle® à l'eau. Désinfectez le capuchon en le plaçant dans de l'alcool 70 % pendant 10 minutes et laissez-le sécher à l'air. Ne placez PAS l'appareil au lave-vaisselle ou n'utilisez pas de détergents.

Renseignements sur les symboles

Symbole	Référent
	Ne pas réutiliser
	Lire les instructions pour l'utilisation
	Utilisé par
	Lot de code
	Fabrication
	Mise en garde, consulter les documents accompagnateurs
	N'utilisez pas si l'emballage est endommagé.

Tremblay Harrison Inc.
1654 Dufferin St.
Toronto, ON, M6H 3M1
1-866-829-7926

GMH-LD5Version 1.1